

HALL 4.1 馆 | 展位图 FLOOR PLAN

PCHi

检测, 实验室及人工智能专区 Testing, Lab & Ai Zone

中检科健 昂尼 4A66 4B63	数字AI & 检测 技术研讨会 Ai Symposium & Testing	博溪检测 4E64	主通道 Central Walk	新产品展示柜 New Product Showcase	芳典奖展示区 Fountain Awards Zone
挪亚 三惟 4A62		中检检测 金宏帆 4E62			
沪析 4A60 4B59		水中银 4E60 4F59			
捷效 仪人 环特 4A56 4B55 4B56	英格尔 4C56	广东检测 怡宽 4D54	华轻质检 Huaqing 4E54		
科莱福 斯坦德科创 4A52 4B52	胡菲医疗 Inno lab MetaKorea 4C52 4D52 4E51	军科正源 中贸 4E52 4F51	浙江敬聘 4E50	诺克助剂 BYK 巨建仪器 韩真互联 斯安肤诺 4F50 4G52 4H51 4H52	西指 熠品 欧易 4J52 4K52 4K51
KC1 东南科创 4A48 4B48	一恒 Onevia Sentalwood 康璞基石 4C48 4D48 4E47	爱卡 ECKART 慧信 4H50			
SINA BT 翔途 XIANGTU 4A46	TTH 阿敏 LPPOM MUI 4B46 4B44	Vidhi 保加利亚玫瑰 4C44	优同 U-TURN 4D46	傲色莱 OXERRA 4E44	韩妍 HANYAN 华恒 HUAHENG 4J44 4K44
海外展区 Overseas Zone					
昱智生化 Bio-Nest 4A40	嘉员兴业 Campo 4B40	世索科 Syensqo 4C40	生清材料 4D42 耀真 4D40	博之越 Bozhiyue 4E34	瑞成 Ruicheng 鑫铂 Sheenbow 4J40 4K40
新加坡展馆 Singapore Pavilion					
Active Peptide Koel 4A34	浩思特 Hallstar 碧诺生物 Beeno 4C34	博之越 Bozhiyue 4E34			
海外展区 Overseas Zone					
陶氏 DOW 4A28	S&P 云珠 Yunzhu 朝奕 Midas 4B28	松本交商 Matsumoto 4C28	J2KBIO 散装自然 Bulknature 4D28	利美达 Limeida JUJUBA DESERT 4E22	仙婷 SETHIC pacifiquesud 素莱碧雅 SOLABIA Coptis 4F28
美国展馆 USA Pavilion					
尤尼威尔 Univar 4A22	宜瑞安 Ingredient 4B22	泰富源 Draco 4C22	Rainch 4E23 BK Solutions 4D22	4E22	坤彩 KUNCAI 茗荟 Minghui 4F22 4H22
唯科 LOEWENSTEIN 4A18	Covation 4B18	海名斯 Elementis 4C18	格苒特 Grant 4D18	良朋 Goodfriend 联合宝莹 BYCHEM 4E12	安华 AWA 中轻日化 Sinolight Surfactants 4J22 4K22
西班牙展馆 Spain Pavilion 意大利展馆 Italy Pavilion					
ToxTool INDIK 罗亚米 Roelmi 一丸 Even 4A14 4B13 4A12 4B12	Vytrus 太阳食研 TAIYO KAGAKU 高维 Goodway NKF Corporation 4C12 4D12	4E12			
日本展馆 Japan Pavilion					
Nippon Paper 4A10 SAN-EI 4A08	Nikkol Group 4B08	小川 Ogawa 4C08	大东化成 4D08	博驰 Bo Chi 4E02	麦福 MAFCO 龙慧 Longhui 蔚源 Wei Yuan 4F18
Adeka 力森诺科 4A04 4B04	丰益油脂 Wilmar Oleo 4C02	长瀨 NAGASE 4D02	4E02		
梅关油脂 4A02 4B02	4E02				希肤科技 S&F 一苇堂 YIWI 4F12
出入口 Entrance & Exit					
广州百好博/上海百好博 Biohope 4F02					
际洲/先进 JIZHOU 铭康 WINCOM 4F08					
诺然 Eco-Nature 4K07					
丰天 GREEN 百世美 Besmate 4K01					

通往 HALL 馆 5.1

通往 HALL 馆 3.1

出入口 Entrance & Exit